


① Beschrifte das Mikroskop



② Sortiere die Ereignisse nach ihrer Reihenfolge! (1-10)

- ☐ Wechsle durch drehen des Objektrevolvers das Objektiv und stelle mit dem Feintrieb scharf.
- ☐ Lege das Objekt auf den Objektisch
- ☐ Hole das Mikroskop am Stativ.
- ☐ Stelle den Objektisch ganz nach unten.
- ☐ Stelle mit dem Grobtrieb scharf.
- ☐ Stelle das kleinste Objektiv ein.
- ☐ Schalte das Mikroskop ein.
- ☐ Auschalten und Ausstecken
- ☐ Ab nun nur noch mit dem Feintrieb arbeiten!
- ☐ Ende: Stelle Objektisch nach unten und auf das kleinste Objektiv

③ Fülle die Lücken aus.

Das _____ ist eine Linse, durch die man in das Mikroskop schaut, sie ist sozusagen dem Auge zugewandt.

Weitere Linsen im Mikroskop sind die sogenannten _____.

_____ und _____ sind durch den _____, eine lange Röhre, miteinander verbunden.

Möchte man sich nun ein Objekt in vergrößerter Form anschauen, so legt man dieses auf den _____.

Mit dem _____ kann man das Bild scharf einstellen.

Um das Objekt gut sehen zu können, wird es mithilfe einer _____ be-

leuchtet. Mit der sogenannten _____ kann man zusätzlich die Helligkeit regulieren.